

VERI-Q

MULTI

Profilo Lipidico / Emoglobina / Glucosio



Strumento all-in-one per la misurazione di:

- PROFILO LIPIDICO**
(Colesterolo Totale, Trigliceridi, HDL e LDL)
- SINGOLO TEST per**
Colesterolo Totale e Trigliceridi
- GLUCOSIO**
- EMOGLOBINA**

Chimica secca con l'utilizzo di biosensori

Prelievo capillare

CE 0120

 **TECO SRL**

Per la misurazione del profilo lipidico e dell'emoglobina, il campione di sangue capillare viene raccolto facilmente con un'apposita cuvetta. Appoggiato sulla striscia reattiva, viene assorbito per capillarità e in pochi minuti compare sul display il risultato dell'analisi.



Per la misurazione del glucosio è sufficiente una goccia di sangue per rilevare istantaneamente il valore desiderato.

FACILE DA USARE, RISULTATI IN POCHI MINUTI!

| Test | Lipidi | | | Emoglobina | Glucosio |
|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|--|--|
| | Colesterolo Totale | Trigliceridi | Colesterolo HDL | | |
| Intervallo di Misura | 100 – 400 mg/dl | 50 – 600 mg/dl | 20 – 80 mg/dl | 5 – 25 g/dl | 20 – 600 mg/dl |
| Tempo di analisi | < 180 sec | | | 5 sec | 5 sec |
| Volume di campione | 15 µl | 15 µl | 15 µl | 7 µl | 0,5 µl |
| Range di Ematocrito | 30 ~ 50% | | | - | 20 ~ 60% |
| Precisione (CV%) Differenza (±) | CV < 4% | 50~100mg/dl ±10mg/dl 100~600mg/dl CV< 4% | CV < 5% | 5~10g/dl ± 0.3g/dl 10~25g/dl CV <4% | <100mg/dl ±15mg/dl ≥100mg/dl CV< 5% |

TECO srl

Via Prof. Filippo Manna, 27 c/o Centro Millefiori 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Italy
PI e CF 07313971215

Tel. 081.54 04 009 fax. 081 54 05 721 e-mail: info@tecoinstruments.com

www.tecoinstruments.com